


本キットは、サンドイッチELISAにより下記の各種アレルギーを測定するために必要な抗体（固相化用と検出用標識抗体）および標準液で構成されています。
 必要なプレート分に合わせてお使いいただけますので、試薬の無駄がなく、保管も省スペースとなります。
 標識抗体はビオチン標識もしくはHRP標識のどちらかをお選びいただけます。
 オプション品としてストレプトアビジンペルオキシダーゼと発色基質液も販売しております。

◆キット内容*1

(A) 固相化用モノクローナル抗体	1本
(B) 標準液	2本
(C) ビオチンまたはHRP標識モノクローナル抗体	1本



無料サンプルの用意もございます。
 お気軽にお申し込み下さい。

ビオチン標識

製品コード	製品名	包装	価格（税抜）
10301	ITEA スギ花粉アレルギー (Cry j 1) 測定用構築型ELISAキット (ビオチン標識)	3 プレート分*2	¥ 90,000
10302	ITEA ダニアレルギー (Der f 1) 測定用構築型ELISAキット (ビオチン標識)	3 プレート分*2	¥ 60,000
10303	ITEA ダニアレルギー (Der p 1) 測定用構築型ELISAキット (ビオチン標識)	3 プレート分*2	¥ 60,000
10304	ITEA ダニアレルギー (Der f 2) 測定用構築型ELISAキット (ビオチン標識) *3	3 プレート分*2	¥ 90,000

オプション品

製品コード	製品名	包装	価格（税抜）
10351	ストレプトアビジン-HRP+ 発色基質液（TMB）セット	3 プレート分*2	¥ 5,000

*1 仕様は、予告無く変更されることがございます。ご了承ください。

*2 96ウェル x 3プレート分

*3 本キットはDer f 2およびDer p 2に交差反応を示すので、Der f 2とDer p 2を含む検体中のDer f 2濃度を厳密に定量することはできません。

HRP標識

製品コード	製品名	包装	価格（税抜）
10401	ITEA スギ花粉アレルギー （Cry j 1）測定用構築型ELISAキット （HRP標識）	3 プレート分*1	¥ 105,000
10402	ITEA ダニアレルギー （Der f 1）測定用構築型ELISAキット （HRP標識）	3 プレート分*1	¥ 75,000
10403	ITEA ダニアレルギー （Der p 1）測定用構築型ELISAキット （HRP標識）	3 プレート分*1	¥ 75,000
10404	ITEA ダニアレルギー （Der f 2）測定用構築型ELISAキット （HRP標識）*2	3 プレート分*1	¥ 105,000

*1 96ウェル x 3プレート分

*2 本キットはDer f 2およびDer p 2に交差反応を示すので、Der f 2とDer p 2を含む検体中のDer f 2濃度を厳密に定量することはできません。

関連製品

製品コード	製品名	包装	価格（税抜）
10601	スギ花粉抽出物*3 （50%グリセロール含有）	Cry j 1量として15 µg*4	¥ 15,000
10602	ダニ（Der f 1）抽出物*3 （50%グリセロール含有）	Der f 1量として15 µg*4	¥ 15,000
10603	ダニ（Der p 1）抽出物*3 （50%グリセロール含有）	Der p 1量として15 µg*4	¥ 15,000

*3 ISO 4333:「繊維製品上の花粉やダニ由来タンパク質等の減少度測定法」の抗原として使用できます。
スギ花粉抽出物は500倍、ダニ抽出物は1000倍にPBSTで希釈して使用ください。

*4 #10601は7.5 µg/mL x 2本、#10602、10603は15 µg/mL x 1本

※使用する試薬の作製プロトコルは、当社HPにてご確認いただけます。

このほか、花粉、ペット、カビなど、
多数のアレルギー関連製品をとりそろえており
ます。特注品も承っておりますので
ぜひお気軽にお問い合わせください！

本製品に関するお問い合わせ先



ITEA株式会社
東京環境アレルギー研究所

試薬開発部 Mail : reag-info@itea.jp
TEL : 03-3526-2031
FAX : 03-3526-2032