

2025 年 5 月吉日

お客様 お取引先様各位

ELISA キット添付書類仕様変更のお知らせ

いつも製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

このたび、弊社 ELISA キットに添付しております取り扱い説明書の仕様を変更させていただくこととなりました。お客様により分かりやすく、必要な情報を迅速にご確認いただけるよう、以下のように書式を二分いたします。

【主な変更点】

1. 構成品のロット情報を記載したロット情報シート
2. ロットに依存しない、共通の取り扱い手順を記載した取り扱い説明書の二部構成に変更

<ロット情報シート見本>

	ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所 www.itea.jp, reag-info@itea.jp
ITEA ELISAキット 標準物ロット情報	
製品コード：	1-CJ1-001
製品名：	ITEA スギ花粉アレルギー（Cry j 1）ELISAキット（抗体固相化済）
保管温度：	2-8℃
測定範囲：	0.16-10 ng/mL
本キットに同梱されている（B）標準物のロット情報は以下のとおりです。	
構成品名	（B）標準物
Lot No.	SUR092501
1キットあたりの本数	2 本
調整方法	80 μL/本の精製水で溶解。
調整後の濃度	200 ng/mL
注意	溶解後は2～8℃で保管し、10日以内に使用すること。
〒113-0001 東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル, Tel 03-3526-2031	
発行日： 2025年5月8日	
ver2025_1.0	

※なお、測定方法に変更はございません。従来通りの操作でご使用いただけます。

※今後、共通の取り扱い手順書については、Web からのダウンロードが可能となります。

資料ダウンロードページ URL

<https://www.itea.jp/document-download/>



【変更開始予定日】

2025 年 6 月 2 日出荷分より順次適用

ご不明点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

今後とも、より良い製品とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

連絡先

ITEA 株式会社 試薬開発部 鈴木

TEL 03-3526-2031 FAX 03-3526-2032

Email reag-info@itea.jp