

## 製品情報

見本

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品コード： | 4-CF-011                                                                                                     |
| 製品名：   | イヌ被毛粗抽出物                                                                                                     |
| 抗原：    | イヌ                                                                                                           |
| 学名：    | <i>Canis familiaris</i>                                                                                      |
| 原料：    | イヌ被毛                                                                                                         |
| 成分：    | イヌ被毛粗抽出物 (0.45 $\mu$ m 濾過済)<br>Phosphate buffered saline (pH7.4) 0.05 % ProClin™ 950 (防腐剤) 含有                |
| 状態：    | 凍結乾燥粉末                                                                                                       |
| 容量：    | 1 mL/vial                                                                                                    |
| 濃度：    | 規定なし                                                                                                         |
| 使用方法：  | 室温に戻してから開封し、1 mLの精製水を加え、凍結乾燥粉末を完全に溶解してから使用。<br>多少の濁りを生じることがあります。                                             |
| 保存：    | 2-8℃<br>溶解後は、必要に応じて保護剤を入れるなどして使用量を分注後、凍結して保存。<br>くり返しの凍結融解は避けてください。                                          |
| 注意：    | 本品は非滅菌です。本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。<br>本品にはアレルギー性があります。取り扱う際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用した上で、<br>皮膚および粘膜に付着しないように注意してください。 |

## 分析証明書

Lot No. XXXXXXXXXX

凍結乾燥した本品を精製水で溶解してから測定した。

|            |                                                                             |                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. アレルゲン濃度 | 規定なし： <u>XXX <math>\mu</math>g/mL</u><br><small>*1 実測値はロットごとに異なります。</small> | 測定法： サンドウィッチELISA法<br>( Can f 1 ) |
| 2. 総蛋白質濃度  | 規定なし： <u>XXX mg/mL</u><br><small>*2 実測値はロットごとに異なります。</small>                | 測定法： BSAを指標にしたLowry法              |

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所  
東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル  
Tel : 03-3526-2031 Fax : 03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

\*3 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

## PRODUCT INFORMATION

**SAMPLE**

Product code: 4-CF-011  
Product name: Dog Hair Extract  
Antigen: Dog  
Scientific name: *Canis familiaris*  
Material: Dog hair  
Constituents: Extracts from dog hair (filtered with 0.45 µm)  
Phosphate buffered saline (pH7.4) Containing 0.05 % ProClin™ 950 (preservative).  
Appearance: Lyophilized powder  
Volume: 1 mL/vial  
Concentration: Not specified.  
Procedure: Bring it to room temperature before using this product.  
Add 1.0 mL of distilled water and dissolve the lyophilized powder completely.  
It can be a clear to slightly cloudy solution.  
Storage: 2-8 °C  
For long-term storage after dissolving, add a protectant if necessary, prepare single-use aliquots and store at -20°C. Avoid repeating freezing and thawing.  
Note: This product has not been sterilized.  
This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.  
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.  
Be careful not to let it contact with your skin or mucous membranes because of its allergenicity.

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Lot No. XXXXXXXXXX

Measured the concentration of this product after dissolving with distilled water.

1. Allergen concentration Not specified: XXX µg/mL Measurement method: Sandwich ELISA  
\*1 Actual measured value varies from lot to lot. ( Can f 1 )
2. Total protein concentration Not specified: XXX mg/mL Measurement method: Lowry protein assay with BSA standard  
\*2 Actual measured value varies from lot to lot.

Institute of Tokyo Environmental Allergy  
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo  
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXXQuality Assurance: XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy