

製品情報

見本

製品コード：	4-CJ-005
製品名：	スギ花粉抽出物（0.2 μ m フィルター滅菌、防腐剤なし）
抗原：	スギ花粉
学名：	<i>Cryptomeria japonica</i>
原料：	スギ花粉
成分：	スギ花粉粗抽出物 Phosphate buffered saline (pH7.4)
状態：	凍結溶液
容量：	1 mL/vial
濃度：	Cry j 1 10 μ g/mL（凍結前に濃度を調整）
保存：	-20 $^{\circ}$ C以下、-80 $^{\circ}$ C推奨 くり返しの凍結融解は避けてください。
注意：	本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。 本品にはアレルギー性があります。取り扱う際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用した上で、 皮膚および粘膜に付着しないように注意してください。

分析証明書

Lot No. XXXXXXXXXX

凍結した本品を融解し、濃度を測定した。

1. アレルギー濃度	規定あり：XXX μ g/mL *1 実測値はロットごとに異なります。	測定法： サンドウィッチELISA法 (Cry j 1)
2. 総蛋白質濃度	規定なし：XXX mg/mL *2 実測値はロットごとに異なります。	測定法： BSAを指標にしたLowry法

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所
東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル
Tel：03-3526-2031 Fax：03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

*3 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

PRODUCT INFORMATION

SAMPLE

Product code: 4-CJ-005
Product name: Japanese Cedar Pollen Extract (0.2 µm filtered, no preservatives)
Antigen: Japanese Cedar Pollen
Scientific name: *Cryptomeria japonica*
Material: Japanese Cedar Pollen
Constituents: Extracts from Japanese Cedar Pollen Sterilized with 0.22 µm filter.
Phosphate buffered saline (pH7.4)
Appearance: Frozen solution
Volume: 1 mL/vial
Concentration: Cry j 1 10 µg/mL * The concentration has been regulated before frozen.
Storage: -20 °C or less, -80 °C recommended.
Avoid repeating freezing and thawing.
Note: This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.
Be careful not to let it contact with your skin or mucous membranes because of its allergenicity.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Lot No. XXXXXXXXXX

Measured the concentration after thawing a frozen product.

1. Allergen concentration Specified: XXX µg/mL Measurement method: Sandwich ELISA
*1 Actual measured value varies from lot to lot. (Cry j 1)
2. Total protein concentration Not specified: XXX mg/mL Measurement method: Lowry protein assay with BSA standard
*2 Actual measured value varies from lot to lot.

Institute of Tokyo Environmental Allergy
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXXQuality Assurance: XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy