


製品情報

見本

製品コード： 3-CJ1-001 (旧: 10701)
 製品名： 精製スギ花粉アレルゲン (Cry j 1)
 抗原： スギ花粉
 学名： *Cryptomeria japonica*
 Lot No.： XXXXXXXXXX
 純度： 95%以上
 調製： スギ花粉より抽出
 硫酸アンモニウム塩析、各種クロマトグラフィーにて精製
 成分： Cry j 1 フィルター滅菌 (0.22 μ m) 済
 Phosphate buffered saline (pH7.4)
 状態： 凍結溶液
 容量： 50 μ g (XX μ L/vial) *1 実際の量はロットごとに異なります。
 濃度： XX μ g/mL 測定法：BSAを指標にしたLowry法 *2 実際の濃度はロットごとに異なります。
 保存： -20°C以下、-80°C推奨
 注意： 本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。
 本品にはアレルゲン性があります。取り扱う際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用した上で、
 皮膚および粘膜に付着しないように注意してください。

SDS-PAGE 画像：



ゲル濃度： 12%
 染色方法： CBB染色
 還元条件下で電気泳動を実施

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所
 東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル
 Tel：03-3526-2031 Fax：03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

*3 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証担当者印が押印されます。


発行日： XXXX年 XX月 XX日

PRODUCT INFORMATION

SAMPLE

Product code: 3-CJ1-001 (Former code: 10701)
 Product name: Cry j 1, Purified Japanese Cedar Pollen Allergen
 Antigen: Japanese cedar pollen
 Scientific name: *Cryptomeria japonica*
 Lot No.: XXXXXXXXXX
 Purity: 95% and more.
 Preparation: Extracted from Japanese cedar pollen.
 Purificated by ammonium sulfate salting out and various types of chromatography.
 Constituents: Cry j 1 Sterilized with 0.22 µm filter.
 Phosphate buffered saline (pH7.4)
 Appearance: Frozen solution
 Volume: 50 µg (XX µL/vial) *1 Actual volume varies from lot to lot.
 Concentration: XX µg/mL Mesurement method: Lowry protein assay with BSA standard
 Storage: -20 °C or less, -80 °C recommended. *2 Actual measured concentration varies from lot to lot.
 Note: This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.
 When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.
 Be careful not to let it contact with your skin or mucous membranes because of its allergenicity.

SDS-PAGE image:



Gel concentration: 12%
 Staining method: CBB
 Carried out electrophoresis under reducing conditions.

Institute of Tokyo Environmental Allergy
 Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
 Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXX

Quality Assurance: XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy