

## 製品情報

見本

製品コード： 4-PP-001 (旧: 10119 )  
製品名： オオアワガエリ花粉抽出物  
抗原： オオアワガエリ花粉  
学名： *Phleum pratense*  
原料： オオアワガエリ花粉 (輸入)  
成分： オオアワガエリ花粉粗抽出物 (0.8  $\mu$ m 濾過済)  
Phosphate buffered saline (pH7.4) 0.05 % ProClin™ 950 (防腐剤) 含有  
状態： 凍結乾燥粉末  
容量： 1 mL/vial  
濃度： 規定なし  
使用方法： 室温に戻してから開封し、1 mLの精製水を加え、凍結乾燥粉末を完全に溶解してから使用。  
多少の濁りを生じることがあります。

保存： 2-8 °C  
溶解後は、必要に応じて保護剤を入れるなどして使用量を分注後、凍結して保存。  
くり返しの凍結融解は避けてください。

注意： 本品は非滅菌です。本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。  
本品にはアレルギー性があります。取り扱う際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用した上で、  
皮膚および粘膜に付着しないように注意してください。

## 分析証明書

Lot No. XXXXXXXXXX

凍結乾燥した本品を精製水で溶解してから測定した。

1. アレルゲン濃度 規定なし： -2. 総蛋白質濃度 規定なし： XXX mg/mL 測定法： BSAを指標にしたLowry法

\*1 実測値はロットごとに異なります。

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル

Tel : 03-3526-2031 Fax : 03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

\*2 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

## PRODUCT INFORMATION

**SAMPLE**

Product code: 4-PP-001 (Former code: 10119 )

Product name: Timothy Pollen Extract

Antigen: Timothy pollen

Scientific name: *Phleum pratense*

Material: Timothy pollen (import)

Constituents: Extracts from timothy pollen (filtered with 0.8  $\mu$ m)  
Phosphate buffered saline (pH7.4) Containing 0.05 % ProClin<sup>TM</sup> 950 (preservative).

Appearance: Lyophilized powder

Volume: 1 mL/vial

Concentration: Not specified.

Procedure: Bring it to room temperature before using this product.  
Add 1.0 mL of distilled water and dissolve the lyophilized powder completely.  
It can be a clear to slightly cloudy solution.

Storage: 2-8 °C  
For long-term storage after dissolving, add a protectant if necessary, prepare single-use aliquots and store at -20°C. Avoid repeating freezing and thawing.

Note: This product has not been sterilized.  
This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.  
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.  
Be careful not to let it contact with your skin or mucous membranes because of its allergenicity.

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Lot No. XXXXXXXXXX

Measured the concentration of this product after dissolving with distilled water.

1. Allergen concentration Not specified: -2. Total protein concentration Not specified: XXX mg/mL Measurement method: Lowry protein assay with BSA standard*\*1 Actual measured value varies from lot to lot.*

Institute of Tokyo Environmental Allergy  
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo  
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXXQuality Assurance: XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy