

製品情報

見本

製品コード：	4-PP-005
製品名：	オオアワガエリ花粉抽出物（0.2 μmフィルター滅菌、防腐剤なし）
抗原：	オオアワガエリ花粉
学名：	<i>Phleum pratense</i>
原料：	オオアワガエリ花粉（輸入）
成分：	オオアワガエリ花粉粗抽出物 Phosphate buffered saline (pH7.4)
	フィルター滅菌（0.22 μm）済
状態：	凍結溶液
容量：	1 mL/vial
濃度：	規定無し
保存：	-20℃以下、-80℃推奨 くり返しの凍結融解は避けてください。
注意：	本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。 本品にはアレルギー性があります。取り扱い際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用した上で、 皮膚および粘膜に付着しないように注意してください。

分析証明書

Lot No. XXXXXXXXXX

凍結した本品を融解し、濃度を測定した。

1. アレルゲン濃度 規定なし： -

2. 総蛋白質濃度 規定なし： XXX mg/mL 測定法： BSAを指標にしたLowry法

*1 実測値はロットごとに異なります。

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル

Tel : 03-3526-2031 Fax : 03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

*2 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

PRODUCT INFORMATION

SAMPLE

Product code: 4-PP-005
Product name: Timothy Pollen Extract (0.2 µm filtered, no preservatives)
Antigen: Timothy Pollen
Scientific name: *Phleum pratense*
Material: Timothy Pollen (Import)
Constituents: Extracts from Timothy Pollen Sterilized with 0.22 µm filter.
Phosphate buffered saline (pH7.4)
Appearance: Frozen solution
Volume: 1 mL/vial
Concentration: Not standardized
Storage: -20 °C or less, -80 °C recommended.
Avoid repeating freezing and thawing.
Note: This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.
Be careful not to let it contact with your skin or mucous membranes because of its allergenicity.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Lot No. XXXXXXXXXX

Measured the concentration after thawing a frozen product.

1. Allergen concentration Not specified: -2. Total protein concentration Not specified: XXX mg/mL Measurement method: Lowry protein assay with BSA standard**1 Actual measured value varies from lot to lot.*

Institute of Tokyo Environmental Allergy
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXXQuality Assurance: XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy